


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dvl2 Pour If/Icc, Elisa - O14641

Numéro d'article: CM0027382



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DVL2 validé pour IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec la Souris. Cible le DVL2 humain (UniProt O14641), un médiateur clé de la signalisation Wnt. Idéal pour la recherche en développement et en signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DVL2
Remarques/Alias	DVL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1856
GeneID	1856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-700 du DVL2 humain (NP_004413.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O14641
Poids protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace