

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dync1Li2 Pour Wb - 043237

Numéro d'article: CM0021933



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la chaîne légère intermédiaire 2 de dynéine (DYNC1LI2), impliquée dans le trafic vésiculaire dépendant des microtubules ; validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-DYNC1LI2
Remarques/Alias	LIC2; DNCL12; DYNC1LI2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1783
ID de gène	1783
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 328-492 de DYNC1LI2 humaine (NP_006132.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43237
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace