

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dysferline Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75923

Numéro d'article: CM0003779



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Dysferline validé pour le transfert Western, l'IHC-P et l'ELISA. Spécifique de la Dysferline humaine (237 kDa), un capteur de calcium dans la réparation membranaire. Idéal pour les applications de recherche sur les maladies neuromusculaires et la biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Dysferline
Remarques/Alias	MMD1 ; FER1L1 ; LGMD2B ; LGMDR2 ; Dysferline (Romeo)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8291
GeneID	8291
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la Dysferline humaine (Romeo) (O75923).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75923
Poids moléculaire de la protéine	237 kDa
Expédition	Glacière