


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-E2F1 Pour Wb Et Elisa - Q01094

Numéro d'article: CM0023645



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le facteur de transcription humain E2F1, validé pour WB et ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-E2F1
Remarques/Alias	RBP3 ; E2F-1 ; RBAP1 ; RBBP3 ; E2F1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1869
GeneID	1869
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-437 de l'E2F1 humain (NP_005216.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01094
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace