

Anticorps Polyclonal De Lapin E2F6 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O75461

Numéro d'article: CM0027995

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription humain E2F6. Adapté aux applications WB, IF/ICC, IP, ELISA et ChIP. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Utile pour la recherche sur le cycle cellulaire et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	E2F6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	E2F-6; E2F6
Espèce	Humain
GenID	1876
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-281 de l'E2F6 humain (NP_937987.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75461
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace