

Ece1 Lapin Pab - P42892

Numéro d'article: CM0019453



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ECE1 humaine (endothéline-converting enzyme 1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande d'environ 87 kDa. Idéal pour la recherche sur le traitement de l'endothéline-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ECE1 Lapin pAb
Remarques / Alias	ECE; ECE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1889
GeneID	1889
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 670-770 de l'ECE1 humaine (NP_001388.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42892
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sachet de glace