


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ech1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13011

Numéro d'article: CM0013466



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ECH1 validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit avec ECH1 humain, murin et de rat ; cible la delta(3,5)-Delta(2,4)-diénoyl-CoA isomérase dans la bêta-oxydation des acides gras ; destiné à la recherche sur les mitochondries et les peroxysomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ECH1
Remarques/alias	HPXEL ; ECH1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1891
GeneID	1891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 328 de l'ECH1 humain (NP_001389.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13011
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace