

Eda Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92838

Numéro d'article: CM0026848



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'EDA humaine (Ectodysplasine-A). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Utilisation en recherche en biologie du développement et pour les études sur la dysplasie ectodermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	EDA Lapin pAb
Remarques / Alias	ED1; HED; EDA1; EDA2; HED1; ODT1; XHED; ECTD1; XLHED; ED1-A1; ED1-A2; EDA-A1; EDA-A2; TNLG7C; STHAGX1; EDA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1896
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 62 et 182 de l'EDA humaine (NP_001390.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92838
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace