

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eed Pour Wb, If, Ip, Elisa - 075530

Numéro d'article: CM0027655



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EED humain (protéine Polycomb EED, HEED, WAIT-1). Convient pour WB, IF/ICC, IP et ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche épigénétique et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EED Lapin pAb
Remarques/Alias	HEED; COGIS; WAIT1; EED
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8726
ID de gène	8726
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-400 de l'EED humain (NP_694536.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075530
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace