


Eef2 Mab De Lapin - P13639

Numéro d'article: CM0006228



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant ciblant le facteur d'élongation 2 humain (eEF2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'élongation de la traduction et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eEF2 mAb de lapin
Remarques / Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1938
GeneID	1938
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 759 et 858 de l'eEF2 humain (P13639).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13639
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace