


Anticorps Polyclonal Lapin Eefsec - P57772

Numéro d'article: CM0019514



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EEFSEC humain (SELB), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Reconnaît le facteur d'élongation spécifique à la sélénocystéine impliqué dans la traduction des sélénoprotéines. Utile pour étudier la biosynthèse des sélénoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal Lapin EEFSEC
Remarques/Alias	SELB, EFSEC, EEFSEC
Espèce	Humain
GeneID (humain)	60678
GeneID	60678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 347-596 de l'EEFSEC humain (NP_068756.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P57772
Poids moléculaire protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace