


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Le Récepteur Egf (Spécifique De La Délétion E746-A750) Pour Wb Et Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0018931



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin détecte le récepteur EGF présentant la délétion E746-A750. Validé pour le WB et l'ELISA, il réagit avec des échantillons humains. Convient à la recherche sur le cancer et aux études de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Récepteur EGF (spécifique E746-A750del) pAb de lapin
Remarques / Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1956
GenelD	1956
Immunogène	Protéine recombinante du récepteur EGF humain (spécifique E746-A750del)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac de glace