


Ac Monoclonal De Lapin Anti-Egfr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0007424



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-EGFR à haute affinité, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Il prend en charge les recherches sur la signalisation du récepteur de l'EGF, la biologie du cancer et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-EGFR
Remarques/Alias	EGFR ; ERBB ; ERBB1 ; HER1 ; NISBD2 ; PIG61 ; mENA ; récepteur du facteur de croissance épidermique
Espèce	Humaine
ID du gène	1956
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-525 de l'EGFR humain (NP_005219.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P00533
Poids moléculaire de la protéine	44 kDa/69 kDa/77 kDa/134 kDa
Expédition	Sac réfrigérant