

Egfr Rabbit Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0016303



Introduction

EGFR Rabbit pAb (polyclonal) validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Immunogène recombinant couvrant les acides aminés 1021-1210. Adapté aux études sur le cancer et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EGFR Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1021-1210 de l'EGFR humain (NP_005219.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace