

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Egfr Pour Wb, Ip, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0020151



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EGFR humain (ErbB-1, HER1). Validé pour WB, IP, ELISA ; réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation par les récepteurs tyrosine kinase et l'oncologie. 134 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EGFR Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Espèce	Humain
GeneID	1956
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1100 et 1200 de l'EGFR humain (NP_005219.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00533
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace