

Ehd4 Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - Q9H223

Numéro d'article: CM0014633

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EHD4/PAST4, validé pour Western blot et ELISA. Détecte l'EHD4 humain et murin (~61 kDa). L'EHD4 fonctionne dans le transport endosomal précoce et l'angiogenèse, pertinent pour la recherche sur le cancer et les maladies cardiovasculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EHD4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAST4 ; EHD4
Espèce	Humain
Identifiant du gène	30844
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 362-541 de l'EHD4 humain (NP_644670.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H223
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace