

Anticorps Polyclonal Lapin Contre Eif2S3 Pour Wb, Elisa - P41091

Numéro d'article: CM0027734



Introduction

Anticorps polyclonal lapin fiable contre EIF2S3 pour WB et ELISA, réactivité croisée avec le rat. Cible le facteur d'initiation de la traduction eIF2-gamma, adapté à la recherche sur la synthèse protéique et aux études sur le complexe eIF2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF2S3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1968
GeneID	1968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 173-472 de l'EIF2S3 humain (NP_001406.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P41091
Poids protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace