


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif3F (Pab) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00303

Numéro d'article: CM0028945



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EIF3F humain (eIF3-p47, MRT67, EIF3S5). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'initiation de la traduction et la signalisation Notch. ~38 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-EIF3F
Remarques/Alias	MRT67; EIF3S5; eIF3-p47; EIF3F
Espèce	Humain
GenelD (humain)	8665
GenelD	8665
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 88-357 de l'EIF3F humain (NP_003745.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00303
Poids moléculaire protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace