


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif3H Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O15372

Numéro d'article: CM0014989



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre EIF3H (eIF3-p40), validé pour WB, IP, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour étudier l'initiation de la traduction et la synthèse protéique. - O15372

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-EIF3H
Remarques/Alias	EIF3S3 ; eIF3-p40 ; eIF3-gamma ; EIF3H
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8667
GeneID	8667
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-340 de l'EIF3H humain (NP_003747.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15372
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace