

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eif4A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Numéro d'article: CM0006734



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité produit chez le lapin contre l'eIF4A1 humain (DDX2A), validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Reconnaît l'eIF4A1 humain, murin, de rat et de singe — idéal pour la recherche sur l'initiation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-eIF4A1
Remarques/Alias	DDX2A ; EIF4A ; EIF-4A ; eIF4A-I ; eIF-4A-I ; eIF4A1
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	1973
ID du gène	1973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'eIF4A1 humain (NP_001407.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat, singe
SWISS	P60842
Poids moléculaire	46 kDa
Expédition	Sac réfrigérant