

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif4Enif1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nra8

Numéro d'article: CM0017659



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EIF4ENIF1 (pAb) pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible le facteur d'initiation de la traduction eucaryote 4E transporteur, un composant clé des P-bodies régulant la stabilité et la traduction des ARNm. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études de régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb de lapin anti-EIF4ENIF1
Remarques/Alias	4E-T ; Clast4 ; EIF4ENIF1
Espèce	Humain
GeneID	56478
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 150-250 de l'EIF4ENIF1 humain (NP_001157973.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRA8
Poids moléculaire de la protéine	108 kDa
Expédition	Sac de glace