

Eif4G2/P97 Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Ip Et Elisa - P78344

Numéro d'article: CM0006275



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin EIF4G2/p97 pour western blot, immunohistochimie, immunoprécipitation et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'initiation de la traduction et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF4G2/p97 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	P97 ; AAG1 ; DAP5 ; NAT1 ; EIF4G2/p97
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1982
GeneID	1982
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 320-490 de l'EIF4G2/p97 humain (NP_001409.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78344
Poids moléculaire protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace