

## Pab De Lapin Anti-Eif5A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63241

Numéro d'article: CM0023160



### Introduction

Anticorps polyclonal ciblant eIF5A humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec eIF5A humaine et murine, impliquée dans l'élongation de la traduction et le sauvetage des ribosomes. Idéal pour la recherche sur la synthèse protéique, l'apoptose et la réplication virale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | pAb de lapin anti-eIF5A                                                                                                           |
| Remarques / Alias            | FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5A1; eIF5A                                                                                      |
| Espèce                       | Humaine                                                                                                                           |
| Identifiant de gène (Humain) | 1984                                                                                                                              |
| Identifiant de gène          | 1984                                                                                                                              |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-154 de l'eIF5A humaine (NP_001137234.1). |
| Source                       | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application                  | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris                                                                                                                    |
| SWISS                        | P63241                                                                                                                            |
| Poids de la protéine         | 17 kDa                                                                                                                            |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                      |