


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P56537

Numéro d'article: CM0022452



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'EIF6 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'EIF6 endogène (27kDa) avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'initiation de la traduction et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF6 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAB; EIF3A; eIF-6; p27BBP; ITGB4BP; b(2)gcn; p27(BBP); EIF6
Espèce	Humain
ID de gène	3692
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-245 de l'EIF6 humain (NP_852133.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56537
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace