

Elac2 Lapin Pab - Q9Bq52

Numéro d'article: CM0028690



Introduction

Anticorps polyclonal ELAC2 de lapin validé pour le Western blot (WB), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA ; détecte l'ELAC2 humain, de souris et de rat, une endonucléase de traitement de l'ARNt mitochondrial impliquée dans la maturation de l'ARN et l'assemblage des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELAC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ELC2; HPC2; COXPD17; ELAC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60528
GeneID	60528
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQ52
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac de glace