

Pab De Lapin Anti-Elapor1 - Q6Uxg2

Numéro d'article: CM0020119

Introduction

Le pAb de lapin anti-ELAPOR1 est un anticorps polyclonal destiné à la WB et à l'ELISA, permettant de détecter l'ELAPOR1 humain, murin et de rat (111 kDa). Ce régulateur de l'apoptose et de l'autophagie associé aux endosomes et aux lysosomes est idéal pour la recherche sur le cancer et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ELAPOR1
Remarques/Alias	EIG121 ; KIAA1324 ; ELAPOR1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	57535
GeneID	57535
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 130 de l'ELAPOR1 humain (NP_065826.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q6UXG2
Poids moléculaire	111 kDa
Expédition	Sac réfrigérant