

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Elmod3 Pour Wb, Elisa - Q96Fg2

Numéro d'article: CM0026122

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre ELMOD3 validé pour WB, ELISA, réagissant avec l'homme, la souris et le rat. La cible est une protéine GTPase activatrice pour ARL2, impliquée dans la perte auditive. Idéal pour le DIV et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELMOD3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LST3; RBED1; RBM29; DFNA81; DFNB88; ELMOD3
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	84173
GeneID	84173
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 290-381 de ELMOD3 humaine (NP_001128493.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q96FG2
Poids protéique	43kDa
Expédition	Sachet de glace