

Anticorps Polyclonal De Lapin Elovl6 Pour Wb, Elisa - Q9H5J4

Numéro d'article: CM0020793

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ELOVL6 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'ELOVL6 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur l'élongation des acides gras à très longue chaîne et le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELOVL6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FAE ; LCE ; FACE ; hELO2 ; ELOVL6
Espèce	Humain
Identifiant du gène	79071
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'ELOVL6 humain (NP_076995.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H5J4
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace