

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eno1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06733

Numéro d'article: CM0015055



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'alpha-énolase humaine (ENO1) pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit également avec la protéine de souris. Idéal pour les études sur la glycolyse, la répression transcriptionnelle et l'activation du plasminogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENO1 pAb de lapin
Remarques/Alias	NNE ; PPH ; MPB1 ; ENO1L1 ; ENO1-IT1 ; HEL-S-17 ; ENO1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	2023
GenelD	2023
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-434 de l'ENO1 humaine (NP_001419.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P06733
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac de glace