

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eno2 Pour Wb - P09104

Numéro d'article: CM0002804



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ENO2 humain (gamma-éolase, NSE), validé pour WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en neurosciences et la détection de l'énolase spécifique des neurones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-ENO2
Remarques/Alias	NSE ; HEL-S-279 ; ENO2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2026
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 47-100 de l'ENO2 humain (NP_001966.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09104
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace