

Anticorps Polyclonal De Lapin Eno2 Pour Wb Et Elisa - P09104

Numéro d'article: CM0026027



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin ENO2 ciblant la gamma-éolase humaine (NSE) pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée validée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la glycolyse, la neuroprotection et les biomarqueurs du cancer.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du Produit	ENO2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NSE ; HEL-S-279 ; ENO2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2026
ID du Gène	2026
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-127 de l'ENO2 humain (NP_001966.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09104
Poids Moléculaire de la Protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace