

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Enos Pour Wb, If-P, Elisa - P29474

Numéro d'article: CM0013675



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin contre la synthase endothéliale de l'oxyde nitrique humaine (eNOS/NOS3). Validé pour WB, IF-P et ELISA. Détecte une bande de 133 kDa ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biologie vasculaire et la signalisation de l'oxyde nitrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eNOS pAb de lapin
Remarques/Alias	eNOS ; ECNOS
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4846
GeneID	4846
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1000-1203 de l'eNOS humaine (NP_000594.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P29474
Poids de la protéine	133 kDa
Expédition	Sac réfrigérant