

Enpep Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - Q07075

Numéro d'article: CM0012858



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin ENPEP (APA/CD249/gp160) détecte la glutamyl-aminopeptidase humaine et murine en WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'hypertension et les maladies rénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin ENPEP
Remarques/Alias	APA; CD249; gp160; ENPEP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2028
GeneID	2028
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q07075
Poids moléculaire de la protéine	109 kDa
Expédition	Pack réfrigérant