

Enpep Rabbit Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q07075

Numéro d'article: CM0026946



Introduction

Détection précise de la glutamyl aminopeptidase sur des échantillons humains, de souris et de rat. Ce pAb de lapin prend en charge le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA dans la recherche sur l'hypertension et la biologie rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENPEP Rabbit pAb
Remarques / Alias	APA; CD249; gp160; ENPEP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2028
GeneID	2028
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 708-957 de l'ENPEP humain (NP_001968.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07075
Poids de la protéine	109 kDa
Expédition	Sac de glace