


Enpp2 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - Q13822

Numéro d'article: CM0020502



Introduction

ENPP2 pAb de lapin est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, ciblant l'ectonucléotide pyrophosphatase/phosphodiesterase D ENPP2/ATX humaine et de souris (Q13822) pour la recherche sur la voie du lysophosphatidate acide.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENPP2 pAb de lapin
Remarques / Alias	ATX; NPP2; ATX-X; PDNP2; LysoPLD; AUTOTAXIN; PD-IALPHA; ENPP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5168
GeneID	5168
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 564-863 de l'ENPP2 humain (NP_001035181.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13822
Poids de la protéine	99 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant