

Anticorps Monoclonal Lapin Enterovirus Ev71 3D (Wb, Elisa) - Ev71 3D

Numéro d'article: CM0004980

Introduction

Anticorps monoclonal lapin (mAb) Enterovirus EV71 3D pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Immunogène exprimé par recombinaison ; détecte la protéine EV71 3D avec réactivité croisée humaine. Idéal pour la recherche en virologie et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EV71 3D Lapin mAb
Espèce	Entérovirus
Immunogène	Protéine recombinante de l'entérovirus EV71 3D
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace