


Anticorps Monoclonal De Lapin Erab/Hsd17B10 Pour Wb, Elisa - Q99714

Numéro d'article: CM0002201



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ERAB/HSD17B10 humain (HSD17B10, ID gène 3028), adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Détecte une bande protéique de 27 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin ERAB/HSD17B10
Remarques/Alias	ABAD ; CAMR ; ERAB ; HCD2 ; MHBD ; HADH2 ; MRPP2 ; MRX17 ; MRX31 ; SCHAD ; MRXS10 ; SDR5C1 ; HSD10MD ; 17b-HSD10 ; DUPXp11.22 ; ERAB/HSD17B10
Espèce	Humain
ID Gène (Humain)	3028
ID Gène	3028
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 162-261 de l'ERAB/HSD17B10 humain (Q99714).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99714
Poids moléculaire protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace