


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eral1 Pour Wb Et Elisa - O75616

Numéro d'article: CM0016446



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ERAL1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte l'ERAL1 humain, souris et rat, une GTPase mitochondriale critique pour la liaison à l'ARNr 12S et l'assemblage de la petite sous-unité. Idéal pour la recherche mitochondriale et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERAL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ERA; CEGA; ERA-W; H-ERA; ERAL1A; ERAL1B; HERA-A; HERA-B; PRLTS6; ERAL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26284
GeneID	26284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 198-437 de l'ERAL1 humain (NP_005693.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75616
Poids moléculaire	48kDa
Expédition	Sac de glace