


## Mab De Lapin Contre ESRα Pour Wb - P03372

Numéro d'article: CM0004061



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin contre ESRα validé pour WB, IP, ELISA, ChIP et cytométrie en flux. Cible le récepteur alpha des estrogènes humain (ERα) pour la recherche sur la signalisation hormonale, le cancer et la reproduction.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb de lapin contre ESRα                                                                   |
| Remarques / Alias    | ER; ESRα                                                                                   |
| Espèce               | Humain                                                                                     |
| ID du gène (Humain)  | 2099                                                                                       |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 495-595 de l'ESRα humain (NP_000116.2) |
| Source               | Lapin                                                                                      |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                      |
| Application          | WB, IP, ELISA, ChIP, FC (intracellulaire)                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                     |
| SWISS                | P03372                                                                                     |
| Poids de la protéine | 66 kDa                                                                                     |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                            |