


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Esrp1 Pour Wb, Elisa - Q6Nxxg1

Numéro d'article: CM0014038



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ESRP1 validé pour la WB et l'ELISA chez l'humain et la souris. Cible la protéine régulatrice de l'épissage épithélial 1, un facteur d'épissage impliqué dans la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) et la régulation des isoformes spécifiques des cellules épithéliales. Convient à la recherche sur la surdité et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESRP1 pAb de lapin
Remarques/Pseudonymes	RBM35A ; RMB35A ; DFN109 ; ESRP1
Espèce	Humain
ID du gène	54845
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 220 de l'ESRP1 humaine (NP_060167.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q6NXG1
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace