


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Esrrb Pour Wb Et Elisa - 095718

Numéro d'article: CM0027990



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ESRRB validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le récepteur nucléaire ERR2 humain et murin. Convient pour la recherche sur la pluripotence des cellules souches, le développement précoce et la régulation transcriptionnelle. 095718.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESRRB Lapin pAb
Remarques/Alias	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNB35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2103
GeneID	2103
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 434-508 de l'ESRRB humain (NP_004443.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	095718
Poids moléculaire	48kDa
Expédition	Sac de glace