

Pab De Lapin Anti-Etf1 Pour Wb, If/Cce, Elisa - P62495

Numéro d'article: CM0030520



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ETF1 humain, validé pour WB, IF/CCE, ELISA. Reconnaît l'ETF1 (49 kDa) humain, de souris et de rat, un facteur de terminaison de la traduction. Idéal pour l'étude de la synthèse protéique et du dérivage non-sens médié.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ETF1
Remarques / Alias	ERF; RF1; ERF1; TB3-1; D5S1995; SUP45L1; ETF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2107
GeneID	2107
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 278-437 de l'ETF1 humain (NP_004721.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62495
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace