

Anticorps Polyclonal De Lapin Etnk2 Pour Wb, Elisa - Q9Nvf9

Numéro d'article: CM0017830

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin ETNK2 de haute spécificité validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'éthanolamine kinase 2 humaine, impliquée dans la biosynthèse des phospholipides. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ETNK2 pAb de Lapin
Remarques/Alias	EKI2; HMFT1716; ETNK2
Espèce	Humain
ID du Gène (humain)	55224
ID du Gène	55224
Immunogène	Protéine recombinante ou protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-386 de l'ETNK2 humain (NP_060678.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NVF9
Poids Moléculaire Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace