


Ets1 Pab De Lapin - P14921

Numéro d'article: CM0019093



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription humain ETS1 pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Adapté à la recherche sur la régulation génique, l'immunité et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ETS1 pAb de lapin
Remarques / Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	2113 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'ETS1 humain (NP_005229.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P14921
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sachet de glace