

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Etv4 Pour Wb, Elisa - P43268

Numéro d'article: CM0020755



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ETV4 (P43268) validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène recombinant couvrant les acides aminés 40-246 de l'ETV4 humain. Cible un activateur transcriptionnel impliqué dans le positionnement des motoneurones et la différenciation des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb de lapin anti-ETV4
Remarques/Alias	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2118
GenelD	2118
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-246 de l'ETV4 humain (NP_001977.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43268
Poids protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace