

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéase 3C D'ev71 Pour Wb Et Elisa - Ev71 3C Rabbit Pab

Numéro d'article: CM0021432

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéase 3C d'EV71 (aa 1-183). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une large réactivité croisée prédite. Convient à la recherche sur les entérovirus et au développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EV71 3C Rabbit pAb
Espèce	Entérovirus
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-183 de la protéase 3C humaine d'EV71. (B9VUU3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Autre (large spectre prédit)
Expédition	Sac de glace