

Ac Monoclonal De Lapin Anti-Ev71 3C - Ev71 3C

Numéro d'article: CM0006569

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéase 3C de l'entérovirus EV71, validé pour la WB et l'ELISA. Convient à la détection et à la recherche sur les entérovirus, avec un poids moléculaire prédit de 20 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-EV71 3C
Espèce	Entérovirus
Immunogène	Protéine recombinante 3C de l'entérovirus EV71
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Entérovirus
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Poche de glace