

Ev71 3D Lapin Pab - B9Vuu3

Numéro d'article: CM0020366

Introduction

Le pAb EV71 3D Lapin est un anticorps polyclonal élevé chez le lapin contre la protéine 3D de l'entérovirus EV71 (aa 1-217, B9VUU3). Convient pour les applications WB et ELISA avec réactivité croisée humaine. Idéal pour la recherche sur l'EV71 et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EV71 3D Lapin pAb
Espèce	Entérovirus
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-217 de l'entérovirus EV71 3D (B9VUU3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Expédition	Sac de glace