

Anticorps Polyclonal De Lapin 3D Ev71 - Ev71 3D

Numéro d'article: CM0030785

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin élevé contre la protéine 3D recombinante de l'entérovirus EV71. Applicable en WB et ELISA, avec une réactivité croisée humaine signalée. Soutient la détection de l'EV71 et le développement de dosages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EV71 3D Lapin pAb
Espèce	Entérovirus
Immunogène	Protéine recombinante de l'entérovirus EV71 3D
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Expédition	Sac de glace