

Anticorps Monoclonal De Lapin Ewsr1 Pour Wb, Ihc-P - Q01844

Numéro d'article: CM0010300



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin EWSR1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Cible l'extrémité N-terminale de EWSR1 humain ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le cancer et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin EWSR1
Remarques/Alias	EWS ; EWS-FLI1 ; bK984G1.4 ; EWSR1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2130
Identifiant du gène	2130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-189 de EWSR1 humain (Q01844)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01844
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace